



FRACTURES COMPLEXES

LIGAMENTOTAXOR

FRACTURES COMPLEXES

AVANTAGES

- » Distraction modulable
- » Mise en place facile et rapide
- » Prêt à l'emploi
- » Usage unique






CONDITIONNEMENT

» Usage unique

Contenu:

- » 2 tiges en plastique
- » 2 broches Ø: 1,2mm + 1 broche Ø: 1,5mm (cadre en "U")
- » 2 ressorts (extrémités ouvertes)
- » 4 embouts de protection des extrémités de broches
- » 1 guide de perçage (à usage unique) qui permet d'assurer le bon parallélisme entre les 2 broches









Aked

44 C, rue de Bray F 35510 Cesson-Sévigné

Tél.: +33 (0)2 23 35 53 43 Fax: +33 (0)9 72 26 96 49 Mail: contact@aked.bzh

