



# FINGERFIX

FRACTURES COMPLEXES

---

# FINGERFIX

## FRACTURES COMPLEXES

### AVANTAGES

- » Distraction modulable
- » Mise en place facile et rapide
- » Prêt à l'emploi
- » Usage unique



### CONDITIONNEMENT

- » Usage unique

#### Contenu :

- » 2 tiges en plastique
- » 2 broches Ø: 1,2mm + 1 broche Ø : 1,5mm (cadre en "U")
- » 2 ressorts (extrémités ouvertes)
- » 4 embouts de protection des extrémités de broches
- » 1 guide de perçage (à usage unique) qui permet d'assurer le bon parallélisme entre les 2 broches



Il est impératif d'utiliser notre pince dédiée pour la mise en place d'un FINGERFIX.  
Elle est vendue séparément.



DISTRIBUÉ PAR

#### Aked

44 C, rue de Bray  
F 35510 Cesson-Sévigné  
Tél. : +33 (0)2 23 35 53 43  
Fax : +33 (0)9 72 26 96 49  
Mail : [contact@aked.bzh](mailto:contact@aked.bzh)

**AKED**.bzh