

STERILIBOX SMALL


RANGEMENTS PETITS INSTRUMENTS

STERILIBOX SMALL

LA VERSATILITÉ DES PICOTS EN SILICONE


FOND DE LA STERILIBOX

Les rangées de picots sont juste en face des ouvertures latérales, ainsi les extrémités des instruments ne sortiront pas de la STERILIBOX.



COUVERCLE STERILIBOX

Les rangées des picots souples s'emboîtent avec ceux du fond de la boîte STERILIBOX, ainsi les instruments sont bien maintenus en place.



STERILIBOX SMALL

UNE BOÎTE EN SILICONE POUR PROTÉGER VOS INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

À partir d'un tapis en silicone pour stérilisation, ASKORN a conçu STERILIBOX, un conteneur destiné à transporter, protéger et garder stériles vos instruments chirurgicaux.



DONNÉES TECHNIQUES

Élastomère de silicone (catalyseur platine)


Dureté : 70 Shore A

Conforme USP VI & ISO 10993

Bases colorantes < 1% FDA

Dimensions utiles : 100 x 195 x 20 mm

Dimensions hors-tout : 115 x 215 x 28 mm



**DISPONIBLE DANS LES 10
COULEURS CI-DESSOUS**



réf.: BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

Réf. 0230 02 00



AKED.bzh

44 C, rue de Bray
F 35510 Cesson-Sévigné
Tél. : +33 (0)2 23 35 53 43
Fax : +33 (0)9 72 26 96 49
Mail : contact@aked.bzh

DISTRIBUÉ PAR